

Instrukcja obsługi

Maska LED na twarz 7 kolorów fotonowa USB



Opis

Maski kosmetyczne od zawsze należą do podstawowych produktów do pielęgnacji skóry i cieszą się dużą popularnością wśród osób dbających o urodę. Wraz z rozwojem technologii współczesna pielęgnacja nie ogranicza się już wyłącznie do tradycyjnych maseczek kosmetycznych.

Obecnie jedną z najpopularniejszych metod pielęgnacji skóry jest terapia światłem (fototerapia). Międzynarodowe organizacje medyczne wykazały, że światło o odpowiednio dobranej długości fali może wspomagać aktywność komórek skóry i poprawiać jej kondycję poprzez naświetlanie.

Tradycyjne urządzenia do fototerapii były dotychczas dostępne głównie w salonach kosmetycznych i klinikach, gdzie wykorzystywano duże i kosztowne urządzenia. Maska LED wykorzystuje nowoczesną technologię zimnego światła bioaktywnego.

Urządzenie:

- nie wytwarza wysokiej temperatury,
- wykorzystuje światło o niskiej energii,
- działa delikatnie i nieinwazyjnie,
- przeznaczone jest do pielęgnacji większości rodzajów skóry,
- charakteryzuje się niskim ryzykiem działań niepożądanych.

Zasada działania

Maska LED wykorzystuje technologię fotodynamiczną, która wspomaga aktywność komórek skóry.

Po pochłonięciu światła przez skórę energia świetlna zostaje przekształcona w energię komórkową, co może wspierać:

- metabolizm komórek,
- mikrokrążenie,
- produkcję kolagenu,
- produkcję elastyny,
- regenerację skóry,
- poprawę jędrności,
- poprawę elastyczności,
- zmniejszenie widoczności drobnych zmarszczek,
- poprawę wyglądu skóry trądzikowej,
- redukcję przebarwień,
- regenerację skóry po ekspozycji na słońce.

Funkcje urządzenia

Maska LED została wyposażona w siedem kolorów światła. Każdy kolor posiada inne właściwości pielęgnacyjne.

Światło czerwone (650 nm)

- pobudza aktywność komórek,
- wspomaga produkcję kolagenu,
- poprawia elastyczność skóry,
- zmniejsza widoczność zmarszczek,
- pomaga redukować przebarwienia,
- poprawia napięcie skóry,
- wspomaga regenerację skóry,
- pomaga zmniejszyć widoczność porów,
- działa przeciwstarzeniowo.

Światło niebieskie (470 nm)

- pomaga ograniczać rozwój bakterii odpowiedzialnych za trądzik,
- wspomaga redukcję stanów zapalnych,
- pomaga zmniejszyć ilość wyprysków,
- wspiera regenerację skóry trądzikowej,
- pomaga ograniczyć powstawanie śladów potrądzikowych.

Światło zielone (520 nm)

- pomaga regulować wydzielanie sebum,
- wspiera utrzymanie równowagi skóry,
- pomaga zachować odpowiedni poziom nawilżenia,
- może wspomagać redukcję opuchlizny,
- działa relaksująco.

Światło żółte (590 nm)

- wspomaga dotlenienie komórek,
- poprawia wygląd skóry,
- pomaga zmniejszyć szorstkość,
- wspiera regenerację skóry,
- może łagodzić zaczerwienienia.

Światło fioletowe

Łączy działanie światła czerwonego i niebieskiego.

Polecane szczególnie do:

- skóry trądzikowej,
- redukcji śladów po trądziku.

Światło turkusowe

- wspomaga metabolizm komórkowy,
- zwiększa aktywność komórek skóry.

Światło białe

- dociera do głębszych warstw skóry,
- wspomaga metabolizm,
- pomaga redukować przebarwienia,
- poprawia elastyczność skóry,
- zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek.

Sposób użycia

1. Dokładnie oczyść skórę twarzy.
 2. Pozostaw skórę do naturalnego wyschnięcia lub delikatnie osusz miękkim ręcznikiem.
 3. Wyjmij maskę LED z opakowania.
 4. Zamocuj paski elastyczne po obu stronach maski.
 5. Podłącz przewód maski do sterownika.
 6. Włącz urządzenie.
 - Obsługa sterownika
 - Dotknij przycisku dotykowego i przytrzymaj przez około 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
 - Po uruchomieniu włączy się pierwszy kolor światła.
 - Każde kolejne dotknięcie zmienia kolor światła.
 - Po przejęciu wszystkich siedmiu kolorów cykl rozpoczyna się ponownie.
 7. Załóż maskę na twarz.
 8. Wyreguluj paski tak, aby maska wygodnie przylegała do twarzy.
 9. Zamknij oczy.
 10. Zrelaksuj się podczas zabiegu.
- Producent zaleca wykonywanie zabiegu podczas odpoczynku, najlepiej leżąc wygodnie na łóżku lub kanapie.



Korzystaj w pozycji leżącej



Nie oglądaj TV ani nie czytaj w trakcie używania

Stosowanie z kosmetykami

Maskę można stosować razem z kosmetykami pielęgnacyjnymi i jednorazowymi maseczkami kosmetycznymi.

Sposób użycia: Oczyść twarz, nałóż kosmetyk lub maseczkę, załóż maskę LED, wybierz odpowiedni kolor światła (najczęściej zalecane jest światło czerwone), czas zabiegu wynosi zazwyczaj 15–30 minut, po zakończeniu zdejmij maskę LED, usuń maseczkę kosmetyczną (jeżeli była używana) i oczyść twarz.

Ostrzeżenia

1. Nie patrz bezpośrednio na źródła światła LED. Podczas zabiegu oczy powinny być zamknięte. Jeżeli światło wydaje się zbyt intensywne, można zastosować płatki kosmetyczne lub opaskę na oczy.

2. Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się stosowanie wraz z wysokiej jakości kosmetykami pielęgnacyjnymi lub jednorazowymi maseczkami.

3. Po otwarciu opakowania może być wyczuwalny delikatny zapach tworzywa sztucznego. Jest to zjawisko normalne i ustępuje po krótkim czasie.

4. Wewnątrz maski znajdują się przewody elektryczne i diody LED. Nie zgniataj, nie wyginaj ani nie naciskaj urządzenia z dużą siłą.

5. Po zakończeniu zabiegu odłóż maskę do opakowania lub przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Nie pozostawiaj jej na łóżku.

6. Nie zanurzaj maski w wodzie.

7. Nie czyść urządzenia środkami zawierającymi substancje żrące ani rozpuszczalniki chemiczne.

8. Chroni urządzenie przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.

Przeciwwskazania

Z urządzenia nie powinny korzystać: kobiety w ciąży, dzieci, osoby chore na padaczkę, osoby cierpiące na choroby tarczycy, osoby przyjmujące leki na tarczycę, osoby uczulone na światło, osoby stosujące leki wywołujące nadwrażliwość na światło, osoby posiadające otwarte rany lub uszkodzenia skóry w miejscu zabiegu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy natychmiast przerwać stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

KX2391 Maska LED na twarz 7 kolorów fotonowa USB
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu
<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>
Wyprodukowano w Chinach